


ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ KLINGER QUANTUM

KLINGER QUANTUM SEALING MATERIAL

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : A.127



ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ




Μία νέα εποχή στη Στατική Στεγανοποίηση αρχίζει
A new era in Gasket Technology



Ένα νέο επαναστατικό υλικό με ευκαμψία και χρόνο ζωής σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία, που είχε ξεχαστεί από την εποχή που καταργήθηκε ο Αμιάντος.

A revolutionary new material with levels of flexibility and lifetime, forgotten since the time of change over to Asbestos free materials



1.	κατάλληλο	<i>suitable</i>
2.	κατάλληλο υπό προϋποθέσεις	<i>evaluation is recommended</i>
3.	απαιτείται αξιολόγηση	<i>evaluation is necessary</i>
Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet		3771xxB


QUANTUM Φύλλα 2 × 1,5 m	
<i>QUANTUM Sheets 2 × 1,5 m</i>	
Πάχος <i>Thickness</i>	Κωδικός <i>Code</i>
1 mm	377101
2 mm	377102
3 mm	377103

Παρεμβύσματα Φλαντζών QUANTUM		
<i>QUANTUM Cut Gaskets</i>		
Πάχος - <i>Thickness</i>	2 mm	3 mm
Διάσταση - <i>Size</i>	Κωδικός - <i>Code</i>	Κωδικός - <i>Code</i>
1/2"	377104	377134
3/4"	377105	377135
1"	377106	377136
1.1/4"	377107	377137
1.1/2"	377108	377138
2"	377109	377139
2.1/2"	377110	377140
3"	377111	377141
4"	377112	377142
5"	377113	377143
6"	377114	377144
8"	377115	377145
10"	377116	377146
12"	377117	377147
14"	377118	377148
16"	-	377149
18"	-	377150
20"	377121	377151

Δοκιμή κάμψης σύμφωνα με το ISO 178
Δοκιμή κάμψης μετά από κατεργασία 48 ωρών στους 200°C
Bending test to ISO 178
Bending test after treatment of the samples for 48 hours at 200°C



KLINGER QUANTUM



Απλό παρέμβυσμα
Standard gasket